

# KERN MBF 100K-2

Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MBF 100K-2
Modell-Reihe	MBF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761493827
Vorgängermodell	MBD 20K-2; MBD 20K-2S5
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

## Technische Daten - Primär

Wägebereich	20 kg; 100 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg; 0,05 kg

## Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	600×295 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	600×295 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	600×354×91,5 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

## Technische Daten - Anzeige

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

## Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	963-129
-------------------	---------

Höhe des Displays	20 mm
-------------------	-------

## Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	3x 1,5V AAA
Betriebszeit	51 h

## Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,15 kg; 0,8 kg
Reproduzierbarkeit	0,04 kg; 0,2 kg
Wägeeinheiten	Kg;lb
Anzahl der Wägebereiche	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

## Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	650×350×170 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst

# KERN MBF 100K-2

Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion



## Funktionen

### Standard

