

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1656

Datum: 11.03.2026

DEUTSCH



Image not
available

Infinity planachromatisches Objektiv 2x /0,06 W.D. (7,2 mm)

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen



Modell-Artikel-Code	OBB-A1656
Modell-Reihe	N/A
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761495173
Zolltarifnummer	90119000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	72×42×42 mm
Bruttogewicht	0,15 kg
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

DEUTSCH