


KERN ABJ 320-4NM

Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ABJ 320-4NM
Model-Serie	ABJ
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances analytiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761145344
Modèle successeur	ACJ 300-4M
Planned start date	2012-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
Modèle en voie de disparition	Yes

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	320 g
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,0002 g
Linéarité	± 0,0003 g

Données techniques - Construction

Dimensions du paravent, intérieur (L×P×H)	201×220×256 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	213×333×338 mm
Niveau à bulle	Yes
Plaque de pesage du matériau	Inox

Pieds à vis pivotants	Yes
Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium, plastique
Taille de la plate-forme (L×P×H)	174×162×227 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	14 mm
Rétro-éclairage	Non

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	110 V - 230 V AC
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique);Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,0003 g
Poids minimum (USP)	400 mg
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,0002 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	3 s
Temps de préchauffage	8 h

KERN ABJ 320-4NM

Le best-seller des balances d'analyse, avec un système de pesage de qualité supérieure Single-Cell



Système de pesage Single-Cell

Unités de pesage Ct;g;mg

Carat - capacité maximale 1600 ct

Carat - lecture 0,001 ct

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 85 %

Température maximale de fonctionnement 30 °C

Température ambiante minimale 10 °C

Humidité minimale 20 %

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 390×570×530 mm

Poids brut 9 kg

Poids net 7 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 165 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 1805 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 30 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 100 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 320000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 1 mg

Poids minimum de la pièce 10 mg

Données techniques - Vérification

Approbation de la vérification conformément à 2014/31/EU Yes

Services en option

DAkkS Calibrage 963-101

Les fonctions

Standard



Option

