

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-161
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004894
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	250 mg
Gehäuse Aluminium	Nicht verfügbar
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	337-161-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	250 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 6250

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	198×198×249 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	17 d

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-446
-------------------	---------

KERN 327-161

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert

