

KERN ODC 851

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 851
Serie de modelos	ODC-85
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761360310
Modelo predecesor	ODC 851-2022a
Fecha de inicio prevista	2023-1HJ
Número del arancel aduanero	85258900
Estado del modelo	Yes
CE Label	Yes

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	HDMI Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	2 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1/2"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 8

Software aplicable

Integrierte Kamerasoftware (HDMI);Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensiones (An×Pr×Al)	88×78×68 mm
------------------------	-------------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	225×170×90 mm
Peso bruto	1,6 kg
Peso neto	1,00 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	423 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	11,5 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g

KERN ODC 851

Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.



Elementos de embalaje - por peso - espuma	65,5 g
---	--------

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
----------------------	-------

Stotage Temp Max	40 °C
------------------	-------

Datos técnicos - Verificación

WEEE	Yes
------	-----

Funciones

Standard

