

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A4572UK

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Per la massima flessibilità e il massimo comfort nella stereomicroscopia
- Queste unità di illuminazione professionali garantiscono un'eccellente qualità di illuminazione con intensità costante sull'oggetto.
- Naturalmente queste unità di illuminazione esterne sono adatte anche al vostro stereomicroscopio standard.
- Eccezione: delle illuminazioni ad anello in combinazione con le seguenti serie: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4572UK
Modello-Serie	OZB-IR

Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale

Codice EAN (Modello)	404576 12 18499
Numero di tariffa doganale	94054239

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6500-7000 K
Dimmerabile	yes
Per segmenti	yes
Diametro dell'anello	6 cm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	235×200×50 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,45 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	72,0324 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	2,3112 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	21,9564 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

FUNZIONI

Standard



PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
PFB-A03	Alimentatore KERN PFB-A03
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11
OZB-A4590	Anello adattatore OZB-A4590
OZB-A4591	Coperchio di plastica per l'illuminazione dell'anello OZB-A4591