

# KERN 366-76-2025e

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 366-76-2025e            |
| Modell-Reihe           | 366                     |
| Sortiment              | KERN                    |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte            |
| Produktgruppe          | OIML M3 Prüfgewichte    |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761480827           |
| Vorgängermodell        | 366-76                  |
| Geplanter Starttermin  | 2024-2HJ                |
| Zolltarifnummer        | 84239090                |

## Technische Daten - Primär

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nennwert        | 5 kg  |
| Toleranz (OIML) | 2,5 g |

## Technische Daten - Konstruktion

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Abmessungen | 150×75×84 mm       |
| Werkstoff   | Gusseisen lackiert |

## Technische Daten - Messsystem

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nominalwert                 | 5 kg     |
| OIML-Klasse                 | M3       |
| OIML-konform                | Ja       |
| Toleranz (OIML)             | 2,5 g    |
| Dichte (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100     |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )  | 704,2254 |

## Funktionen

Standard

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|  |              |
|--|--------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 150×75×84 mm |
| Bruttogewicht                                      | 5 kg         |
| Nettogewicht                                       | 5 kg         |
| Versandart   | Paketdienst  |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g          |
| Lieferzeiten                                       | 1 d          |

## Technische Daten - Verifizierung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Eichung möglich | Ja |
|-----------------|----|

## Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkkS Kalibrierung | 962-643 |
|--------------------|---------|

# KERN 366-76-2025e

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

