

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Alimentatore UK OZB-A5808

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A5808
Modello-Serie	OZB-AZ
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Pezzo di ricambio
Codice EAN (Modello)	4045761235953
Data di inizio prevista	unbestimmt-1HJ
Numero di tariffa doganale	85044095

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1A

Classe di protezione

Classe di protezione II -
isolamento protettivo

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×60×50 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	100 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Sistema ottico	Tubo	Oculare	Obiettivi	Illuminazione
OZB-A4844					
OZB-A4669					
OZB-A4860					
OZB-A4861					
OZB-A4862					
OZB-A6390					
OZB-A6392					
OZB-A6393					
OZB-A5807					
OZB-A5808					
OZB-A1905					
OZB-A1906					
OZB-A4864					
OZB-A4865					
OZB-A4322					
OZB-A4842					
OZB-A4843					
OZB-A4851					
OZB-A4852					
OZB-A5805					
OZB-A4853					
OZB-A4824					
OZB-A4664					
OZB-A4665					
OZB-A4652					
OZB-A4653					
OZB-A4654					
OZB-A5806					
OZB-A4854					
OZB-A4855					
OZB-A4856					
OZB-A4857					

OZB-A4858

OZB-A4666

OZB-A4671

OZB-A5809

OZB-A4672

OZB-A5290

OZB-A5291

OZB-A5292

OZB-A4867

OZB-A4701

OZB-A4702

OZB-A1907

OZB-A4815

OZB-A4816

OZB-A4337

OZB-A4338

OZB-A4341

OZB-A4345

OZB-A4346

OZB-A4411

OZB-A4412

OZB-A4413

OZB-A4414

OZB-A4415

OZB-A4441

OZB-A4442

OZB-A4807

OZB-A4808

OZB-A4812

OZB-A5800

OZB-A5801

OZB-A5802

OZB-A4830

OZB-A4831

OZB-A4832

OZB-A4833

OZB-A4834

OZB-A4836

OZB-A4837

OZB-A4838

OZB-A4839

OZB-A4840

OZB-A1901

OZB-A1902

OZB-A1903

OZB-A1904

OZB-A4667

OZB-A4668