

# KERN 315-108-105

Safety Set 20 g (E2); 200 g (E2)

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-108-105
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Set di sicurezza
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761245754
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Sistema di misura

Pesi nominali, inclusi	20 g (E2); 200 g (E2)
Valore nominale	20 g & 200 g
Classe OIML	E2
Conformità OIML	Sì

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

## Funzioni

Standard

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Sì

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-300-300

# KERN 315-108-105

Safety Set 20 g (E2); 200 g (E2)

**KERN**<sup>®</sup>

