

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A1655

Fecha: 11.03.2026

ESPAÑOL



Image not
available

Objetivo plan acromático infinito 2x /0,06 W.D. (7,2 mm)

CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1655
Serie de modelos	N/A
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761495166
Número del arancel aduanero	90119000
País de origen	CN

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	72×42×42 mm
Peso bruto	0,15 kg
Peso neto	0,15 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

