

KERN 327-06

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 g, Bouton, inox poli



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-06
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761004740
Modèle successeur	327-06-2025e
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 g
Tolérance (OIML)	0,3 mg
Boîtier aluminium	317-060-600
Boîtier plastique	347-070-400
Caisse en bois	317-060-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes

Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	0,3 mg
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	6,25

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	18×18×29 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Yes
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-436
-----------------	---------

KERN 327-06

Poids individuel, Classe OIML F1, 50 g, Bouton, inox poli

