

KERN 326-11

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Modell-Artikel-Code | 326-11 |
| Modell-Reihe | 326 |
| Sortiment | KERN |
| Produkt Segment | Prüfgewichte |
| Produktgruppe | OIML F1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761223653 |
| Vorgängermodell | 326-11-2018a; 327-71; 329-11 |
| Nachfolgemodell | 326-11-2025e |
| Geplanter Starttermin | 2019-1HJ |
| Zolltarifnummer | 84239090 |

Technische Daten - Primär

| | |
|--------------------|-------------|
| Nennwert | 1 kg |
| Toleranz (OIML) | 5 mg |
| Gehäuse Aluminium | 317-110-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-110-400 |
| Gehäuse Holz | 317-110-100 |

Technische Daten - Konstruktion

| | |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
|-----------|-------------------|

Technische Daten - Messsystem

| | |
|--------------|------|
| Nominalwert | 1 kg |
| OIML-Klasse | F1 |
| OIML-konform | Ja |

Funktionen

Standard

Toleranz (OIML) 5 mg

Dichte (kg/m³) 7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 48×48×81 mm

Bruttogewicht 1,00 kg

Nettogewicht 1,00 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-441

KERN 326-11

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

KERN[®]

