



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germania

www.kern-sohn.com

+0049-[0]7433-9933-0

+0049-[0]7433-9933-149

info@kern-sohn.com

Istruzioni per l'installazione

Coppia di piastre di base

KERN BFS-A06N / BFS-A10 / BFN-A03

Versione

1.7

2024-07

I



BFS-A06N_BFS-A10_BFN-A03-IA-i-2417



KERN BFS-A06N / BFS-A10 / BFN-A03

Versione 1.7 2024-07

Istruzioni per l'installazione

Coppia di piastre di base

Contenuti

1 Istruzioni di base per la sicurezza	2
1.1 Seguire le istruzioni della documentazione	2
1.2 Formazione del personale	2
1.3 Disimballaggio e controllo.....	2
1.4 Installazione	3
2 Disegni	4

1 Istruzioni di base per la sicurezza

1.1 Seguire le istruzioni della documentazione



⇒ Leggere attentamente il documento prima dell'installazione.

1.2 Formazione del personale

Il prodotto può essere installato solo da personale qualificato e con materiali di fissaggio adeguati.

1.3 Disimballaggio e controllo

Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere il materiale di imballaggio. Controllare che tutte le parti incluse nella fornitura siano presenti e non danneggiate.

Contenuto della fornitura / accessori standard:

- Coppia di piastre di base
- Istruzioni per l'installazione


1.4 Installazione

INFORMAZIONI




- I lavori preparatori necessari sono descritti nelle relative istruzioni di installazione della pesa.
- La distanza tra le piastre di base è riportata nei disegni della rispettiva piattaforma di pesatura.

1. Ancorare ogni piastra di base al pavimento utilizzando materiali di fissaggio adeguati.
2. Posizionare la piattaforma di pesatura con i piedini di livellamento nell'incavo delle piastre di appoggio.




2 Disegni

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao




TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		±0.5				<i>KERN® KERN & SOHN GmbH</i>			
 3RD ANGLE PROJECTION		TITLE:		BFS-A06N					
DRAWN	Y.J.Zhao								
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	TFG-Foot fixing piece -KERN		PART NO.	131900200123			
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL			FINISH				
UNIT	mm	SCALE			DO NOT SCALE DRAWING		SHEET OF		

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		<i>KERN® KERN & SOHN GmbH</i>			
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: BFS-A10			
DRAWN	Y.J.Zhao				
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	TF1515-6T-Foot fixing piece-KERN	PART NO.	131900200084
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A0	Released	2024.05.06	Tim.Zhao



TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DEC ANGLES ±0.1 FOR 0.X ±0.05 FOR 0.XX		<u>KERN</u>° KERN & SOHN GmbH			
 3RD ANGLE PROJECTION		TITLE: BFN-A03			
DRAWN	Y.J.Zhao				
CHECKED	Tim.Zhao	MODEL NO.	TFGS-Foot fixing piece-KERN	PART NO.	131900200221
APPROVED	Tim.Zhao	MATERIAL		FINISH	
UNIT	mm	SCALE		DO NOT SCALE DRAWING	SHEET OF