

KERN MPB 300K100

Balanza pesapersonas con función IMC

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo MPB 300K100

Serie de modelos MPB

Surtido KERN

Tipo de producto Productos médicos

Grupo de productos Básculas personales

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 4045761097575

Fecha de inicio prevista 2008-1HJ

Número del arancel aduanero 84231090

CE Label Sí

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada 300 kg

Legibilidad 0,1 kg

Datos técnicos - Construcción

Plato de pesaje del material Acero, lacado

Dimensiones totalmente montado (AnxPrxAI) 315x300x60 mm

Material carcasa Acero, lacado

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla 25 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Batería 6x1.5 V AA

Tiempo de funcionamiento 170 h

Adaptador de red/adaptador incluido CH;EURO

Tensión de entrada 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración Ajuste con peso externo

Linealidad $\pm 0,2$ kg

Legibilidad 0,1 kg

Peso de ajuste recomendado 250 kg (M1)

Repetibilidad 0,1 kg

Unidades de pesaje Kg

Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C

Temperatura ambiente mínima 5 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (AnxPrxAI) 475x418x130 mm

Peso bruto 6 kg

Peso neto 4,6 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 220 g

KERN MPB 300K100

Balanza pesapersonas con función IMC



Componente del embalaje -
por peso - plástico 550 g

Componente del embalaje -
por peso - espuma de
poliestireno 880 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-129

Funciones

Standard



Option

