

KERN ODC 251

Tableta HD con cámara 4K integrada para una observación cómoda y una documentación digital profesional de la muestra

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 251
Serie de modelos	ODC-25
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761484962
Fecha de inicio prevista	2025-1HJ
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	Yes
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	Cámara de la tableta
Resolución de la cámara	8 MP 4 K
Tipo de sensor	CMOS
Tamaño del sensor	1/1,8"

Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	Drahtlose Datenübertragung;Ethernet ;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Software aplicable	Integrierte Kamerasoftware
Funciones del software	Captación de imágenes;Mediciones;Grabaciones de vídeo
Dimensiones (An×Pr×Al)	237×169×57 mm

Datos técnicos - Pantalla

Tipo de pantalla	HD Touch Screen
Tamaño de la pantalla	10,5"
Resolución de pantalla	1.920x1.280

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tipo de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Tensión de entrada	100-240V AC 50/60Hz 5A
Enchufe	Más dentro, menos fuera
Clase de protección	Clase de protección III - tensión extrabaja de protección
Fijación del cable	Desmontable

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	275×230×85 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,80 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	290 g

KERN ODC 251

Tableta HD con cámara 4K integrada para una observación cómoda y una documentación digital profesional de la muestra



Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Verificación

WEEE Yes

Funciones

Standard

