

# KERN 327-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-14
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004849
Nachfolgemodell	327-14-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	10 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Aluminium	317-140-600
Gehäuse Kunststoff	347-140-400
Gehäuse Holz	317-140-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	50 mg

## Funktionen

Standard

Dichte (kg/m<sup>3</sup>) 7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 1250

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×185 mm
Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-444

# KERN 327-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert

