


KERN 346-052-010

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-052-010
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761225077
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	2,5 g

Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	730×300×470 mm
Matériau	Inox

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	2,5 mg

Données techniques - Emballage et expédition

Les fonctions

Standard

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 730×300×470 mm

Poids brut 50 kg

Poids net 50 kg

Mode d'expédition Transporteur

Composant de l'emballage - par poids - plastique 0 g

Délai de livraison 2 d

Services en option

DAkKS Calibrage 962-646

KERN 346-052-010

Panier de poids pour poids blocs, ajusté selon la classe OIML M1

KERN[®]

