

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS ODC 832

Data: 15.12.2025

ITALIANO



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 832
Modello-Serie	ODC-83
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1190474
Modello precedente	ODC 831
Numero di tariffa doganale	85258900
CE Label	yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
--------------------	---

Risoluzione della telecamera 5,1 MP

Tipo di sensore Aptina CMOS

Dimensione del sensore 1/2,5"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore Colore

Montaggio della telecamera C-Mount

Interfacce USB 3.0

Sistema operativo Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Software applicabile Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensioni (L×P×H) 80×80×45 mm

Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione USB B

Classe di protezione classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	164×164×75 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,60 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	342,022 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	12,0959 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	62,9821 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE	yes
------	-----

ACCESSORI

Modello	Descrizione
ODC-A8102	Oculare Adattatore KERN ODC-A8102

Modello	Descrizione
ODC-A8103	Oculare Adattatore KERN ODC-A8103
ODC-A8105	Oculare Adattatore KERN ODC-A8105
OXM 902	Software della camera Microscope VIS KERN OXM 902

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
ODC-A8301	Cavo USB 3.0 ODC-A8301

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di telecamera	Risoluzione della telecamera	Tipo di sensore	Dimensione del sensore
ODC 832	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount	5,1 MP	Aptina CMOS	1/2,5"
ODC 861	USB3 Fotocamera per microscopio (raffreddamento) - C-Mount	20 MP	Sony CMOS	1"