



Impresora de agujas matricial KERN 911-013*

Para imprimir los valores de pesaje en papel normal y así poder guardarlos durante mucho tiempo.



Impresora de agujas matricial KERN YKN-01*

Para imprimir los valores de pesaje en papel normal y así poder guardarlos durante mucho tiempo.

NEW



Impresora térmica KERN YKC-01

Impresora térmica fiable para aplicaciones estándar.

Datos técnicos

- Impresión mediante agujas
- Velocidad: 1,8 línea por segundo
- Máx. 40 caracteres por línea
- Ancho de la tira de papel: 57 mm
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie
- Dimensiones carcasa A×P×A 100×180×106 mm
- No apropiado para las series KERN PNS/PNJ, PES/PEJ
- Cable de interfaz no incluido

Precio de la impresora sin cable de interfaz, KERN 911-013

Accesorios

- Rollo de papel (10 unid.), KERN 911-013-010
- Fuente de alimentación de enchufe, EU/GB/US/CH/AUS, KERN YKA-42

! * HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Datos técnicos

- Impresión mediante agujas
- Velocidad: 1 línea por segundo
- Máx. 16 caracteres por línea
- Ancho de la tira de papel: 44 mm
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU/GB/US, equipamiento de serie
- Dimensiones carcasa A×P×A 158×106×40 mm
- Cable de interfaz no incluido

Precio de la impresora sin cable de interfaz, KERN YKN-01

Accesorios

- Rollo de papel (5 unid.), KERN YKN-A01

Datos técnicos


- Impresión térmica
- Velocidad: 300 mm/s
- Máx. 58 caracteres por línea
- Anchuras de papel compatibles: 80 mm (rollo)
- Servicio vía adaptador de red 230 V/50 Hz estándar EU, equipamiento de serie
- Interfaces: RS-232
- Dimensiones carcasa A×P×A 158×106×40 mm
- Cable de interfaz no incluido

Precio de la impresora sin cable de interfaz, KERN YKC-01

Accesorios

- Rollo de papel (5 unid.), KERN YKC-A10

ESTÁNDAR



ESTÁNDAR



ESTÁNDAR



Nota sobre el pedido de impresoras:

Indique en el pedido su modelo de balanza para que pueda preconfigurarse la impresora en la fábrica como corresponda.

Datos de cabecera individuales:

Si figuran en la balanza, pueden fijarse, en el caso de las impresoras **KERN 911-013 y YKN-01** mediante el software gratuito **KERN SHM-01** cabeceras en la impresión (véase www.kern-sohn.com) Modelos compatibles KERN 440, DE, FCB, PCD.