

KERN ABT 220-5DNM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ABT 220-5DNM
Model-Serie	ABT
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances analytiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761185555
Date de début prévue	2016-2HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	82 g; 220 g
Lisibilité	0,00001 g; 0,0001 g
Répétabilité	0,00005 g; 0,0001 g
Linéarité	± 0,0001 g; 0,0002 g

Données techniques - Construction

Dimensions du pare-vent, intérieur (L×P×H)	200×240×260 mm
Dimensions paravent, extérieur (L×P×H)	215×340×335 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaque de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui

Matériau du boîtier	Métal
Taille de la plate-forme (L×P×H)	168×172×223 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	14 mm
--------------------	-------

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	AUS;CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids interne (automatique); Ajustement avec poids interne (manuel)
Linéarité	± 0,0001 g; 0,0002 g
Poids minimum (USP)	100 mg
Lisibilité	0,00001 g; 0,0001 g
Répétabilité	0,00005 g; 0,0001 g
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	10 s; 4 s
Plage de tarage	220 g
Temps de préchauffage	8 h; 8 h
Système de pesage	Single-Cell

KERN ABT 220-5DNM

Le modèle premium avec système de pesage Single-Cell



Unités de pesage Ct;g

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 30 °C

Température ambiante minimale 10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 430×685×650 mm

Poids brut 13 kg

Poids net 8 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 165 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 4805 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 30 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 100 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 220000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 1 mg

Poids minimum de la pièce 10 mg

Données techniques - Vérification

Valeur de vérification E 0,001 g; 0,001 g

Charge minimale (Min) 0,001 g

Services en option

DAkkS Calibrage 963-101

Les fonctions

Standard



Option



Factory

