

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 851

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 851
Model-Serie	ODC-85
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1360310
Modèle prédécesseur	ODC 851-2022a
Numéro de tarif douanier	85258900
CE Label	yes

Données techniques - Primaire

Type de caméra	HDMI Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	2 MP
Type de capteur	Sony CMOS

Taille du capteur 1/2"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	integrierte Kamerasoftware (HDMI);Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	88×78×68 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur

Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
----------------------	--

Fixation du câble	amovible
-------------------	----------

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×170×90 mm
-----------------------------------	---------------

Poids brut	1,6 kg
------------	--------

Poids net	1,00 kg
-----------	---------

Mode d'expédition	Service de colis
-------------------	------------------

Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
--	-----

Composant de l'emballage - en poids - carton	423 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - plastique	11,5 g
--	--------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
--	-----

Composant d'emballage - par poids - mousse	65,5 g
--	--------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max.	40 °C
------------------------------	-------

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
OXM 902	Logiciel de caméra Microscope VIS KERN OXM 902

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-02	Kit bloc d'alimentation KERN YKA-02
ODC-A8501	Câbles HDMI ODC-A8501
ODC-A8502	Souris USB ODC-A8502
ODC-A8503	Câble USB 2.0 ODC-A8503
ODC-A8504	Bloc d'alimentation KERN ODC-A8504
ODC-A8505	Carte mémoire SD ODC-A8505
ODC-A8506	Bloc d'alimentation KERN ODC-A8506

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type de caméra	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
ODC 851	HDMI Caméra de microscope - C-Mount	2 MP	Sony CMOS	1/2"
ODC 852	HDMI Caméra de microscope (AF) - C-Mount	5 MP	Sony CMOS	1/1,8"