

KERN 347-445-100

Barra de soporte, Clase OIML M1, 10 g, aluminio

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-445-100
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761009158
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 g
Tolerancia (OIML)	2 mg

Datos técnicos - Construcción

Material	Aluminio
----------	----------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	2 mg
Densidad (kg/m ³)	8400
Volumen (cm ³)	1,1905

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	13×13×114 mm
-------------------------------------	--------------

Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-634
-------------------	---------

KERN 347-445-100

Barra de soporte, Clase OIML M1, 10 g, aluminio



Funciones

Standard

