

**BROCHURE PRODUIT**

---

**KERN  
346-87-2025e**

Date: 23.03.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, fonte laqué

---

**CONTACT****KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

- Poids individuel, Classe OIML M1, 10 kg, Bloc, fonte laquée
- Pour homologation il vous faut un étui. Merci d'ajouter l'étui pour les poids singuliers.

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	346-87-2025e
Model-Serie	346
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/ser vice
Code EAN (Modèle)	4045761361799
Modèle prédécesseur	346-87; 346-87-2019a; 346-87-2024e2
Numéro de tarif douanier	84239090

### Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	500 mg
Boîtier aluminium	346-070-600

### Données techniques - Construction

Dimensions	193×95×108 mm
Matériau	fonte laquée

### Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	oui
Tolerance (OIML)	500 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	1408,4507

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	215×110×120 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

### Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

### Services en option

DAkkS Calibrage	962-644
-----------------	---------

## FONCTIONS

Standard



## ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-070-600	Étui à protection en aluminium KERN 346-070-600

## SERVICES

Modèle	Description
962-644	Étalonnage DAkKS KERN 962-644
962-644R	Réétalonnage DAkKS KERN 962-644R
920-30	Marquage avec des chiffres de frappe KERN 920-30
920-301	Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301,

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium
346-88	20 kg	1 g	346-080-600
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-
346-84	1000 kg	50 g	-
346-86-2025e	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87-2025e	10 kg	500 mg	346-070-600
346-88-2025e	20 kg	1 g	346-080-600
346-89-2025e	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600