

KERN 572-57

Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	572-57
Modello-Serie	572
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance di precisione
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761356931
Modello precedente	572-57-2021a
Data di inizio prevista	2022-2HJ
Numero di tariffa doganale	84238129
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	24 kg
Leggibilità	0,0001 kg
Ripetibilità	0,0001 kg
Linearità	± 0,0003 kg
Peso minimo del pezzo	1 g
Superficie di pesata (d)	160×200 mm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	180×310×85 mm
Livella a bolla d'aria	Sì
Piastra di pesatura del materiale	Acciaio inox
Piedi a vite girevoli	Sì

Materiale dell'involucro	Alluminio fuso
Dimensioni del piatto di pesata (L×D)	160×200 mm
Superficie di pesata (d)	160×200 mm

Dati tecnici - Display

Altezza del display	21 mm
Retroilluminazione	Sì

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tempo di ricarica	8 h
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tempo di funzionamento (retroilluminazione spenta)	48 h
Batteria ricaricabile	Accu opzionale (factory)

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,0003 kg
Peso minimo (USP)	200 g
Leggibilità	0,0001 kg
Peso di regolazione consigliato	20 kg (F1)
Ripetibilità	0,0001 kg
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min

Dati tecnici - Condizioni ambientali

KERN 572-57

Allrounder, ad es. come bilancia di precisione in laboratorio o in ambienti industriali difficili, ideale per le molteplici applicazioni dell'Industria 4.0



Umidità massima 80 %

Temperatura massima di esercizio 40 °C

Temperatura ambiente minima -10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 400×340×220 mm

Peso lordo 4,8 kg

Peso netto 2,8 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 1050 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 1050 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Dati di conteggio

Risoluzione del conteggio 240000

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio) 100 mg

Peso minimo del pezzo 1 g

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 963-128

Funzioni

Standard



Option



Factory

