

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1136

Data: 22.09.2025

ITALIANO



Adattatore per fotocamera C Mount 0,5x

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Adattatore per fotocamera C Mount 0,57 x OBB-A1136

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1136
Modello-Serie	OBB-AA
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761164765
Modello successivo	OBB-A1515
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	100×50×50 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 300 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard

