

**BROCHURE PRODUIT**

---

**OPTICS  
OBB-A3201**

Date: 05.04.2025

FRANCAIS



Oculaire (Ø 23,2 mm) : WF 10 x /Ø 18 mm (avec aiguille pointeuse)

---

**CONTACT****KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPTION

Oculaire (Ø 23,2 mm) : WF 10 x / Ø 18 mm (avec aiguille pointeuse) OBB-A3201

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | OBB-A3201                            |
| Model-Serie                   | OBB-AE                               |
| Assortiment                   | Optics                               |
| Type de produit               | Microscopes                          |
| Groupe de produits            | Microscopes à lumière transmise      |
| Type d'utilisation du produit | Pièce de rechange;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761237407                        |
| Numéro de tarif douanier      | 90119000                             |

|  |                  |
|--|------------------|
| Poids net                                    | 0,10 kg          |
| Mode d'expédition                            | Service de colis |
| Composant de l'emballage - en poids - carton | 300 g            |
| Délai de livraison                           | 1 d              |

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## Données techniques - Construction

|            |             |
|------------|-------------|
| Dimensions | 55×30×30 mm |
|------------|-------------|

## Données techniques - Conditions environnementales

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage min. | -5 °C |
| Température de stockage max. | 40 °C |

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 85×65×45 mm |
| Poids brut                        | 0,40 kg     |