


## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# OPTICS ODC 841

Fecha: 15.12.2025

ESPAÑOL



Los aparatos de microscopía específicos para mediciones, contajes, documentación, archivado y procesado de imágenes.

### CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ODC 841
Serie de modelos	ODC-84
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Cámaras para microscopio
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761235724
Número del arancel aduanero	85258900
CE Label	yes

### Datos técnicos - Primarios

Tipo de cámara	USB3 Cámara de microscopio - C-Mount
Resolución de la cámara	20 MP
Tipo de sensor	Sony CMOS
Tamaño del sensor	1"

### Datos técnicos - Construcción

Capacidad de color	Color
Montaje de la cámara	C-Mount
Interfaces	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software aplicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Dimensiones (An×Pr×Al)	68×68×46 mm

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Enchufe	USB B
Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×150×100 mm
Peso bruto	0,65 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	91,5 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	500 mg
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	0 g
Elementos de embalaje - Peso - Vidrio	0 g
Elementos de embalaje - por peso - madera	0 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	72,5 g
Elemento de embalaje - por peso - metal	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

## Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

## FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
ODC-A8102	Ocular Adaptador KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Ocular Adaptador KERN ODC-A8103
OXM 902	Software de la cámara Microscope VIS KERN OXM 902
ODC-A8108	Ocular de microscopio KERN ODC-A8108

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
ODC-A8301	Cable USB 3.0 ODC-A8301

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tipo de cámara	Resolución de la cámara	Tipo de sensor	Tamaño del sensor
ODC 841	USB3 Cámara de microscopio - C-Mount	20 MP	Sony CMOS	1"