

KERN 347-11

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 kg, Bouton, inox finement tourné



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	347-11
Model-Serie	347
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M1 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761008816
Date de début prévue	2004-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 kg
Tolérance (OIML)	50 mg
Boîtier aluminium	317-110-600
Boîtier plastique	347-110-400
Caisse en bois	337-110-200

Données techniques - Construction

Matériau	Inox finement tourné
----------	----------------------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 kg
Classe OIML	M1
OIML conform	Oui
Tolerance (OIML)	50 mg

Les fonctions

Standard

Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	125

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	48×48×80 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-641
-----------------	---------

KERN 347-11

Poids individuel, Classe OIML M1, 1 kg, Bouton, inox finement tourné

