

KERN OAB 20LED

Präzise und langlebig: Der zuverlässige Begleiter für Ihr Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OAB 20LED
Modell-Reihe	OAB-L
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Polarimeter
Produktgruppe	Analoge Polarimeter
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761476196
Vorgängermodell	OAB 10LN
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90271010
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Vernier	0,05°
Wellenlänge	589 nm
Abteilung	1°

Technische Daten - Konstruktion

Typ	Manuell
Lichtquelle	LED
Stabilisierungszeit	5 s
Abmessungen (B×T×H)	500×130×330 mm
Messgefäße	Glasküvette 100mm; Glasküvette 200mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Netzstecker	Schuko
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung
Kabelbefestigung	fest angeschlossen

Technische Daten - Messsystem

Skalenverschiebung Min	-180°
Skala Rotation Max	+180°
Lupenvergrößerung	3x

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	570×210×410 mm
Bruttogewicht	4,4 kg
Nettogewicht	2,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	1 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	658 g

KERN OAB 20LED

Präzise und langlebig: Der zuverlässige Begleiter für Ihr Labor



Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	91 g
---	------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	493 g
---	-------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Ja
------	----

Funktionen

Standard

