

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# OPTICS OZB-A4532

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Doble cuello de cisne 490 mm; en conjunción con OZB-A4512

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

Unidad de iluminación externa OZB-A4532

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Modelo de código de artículo | OZB-A4532                                |
| Serie de modelos             | OZB-IF                                   |
| Surtido                      | Optics                                   |
| Tipo de producto             | Microscopios                             |
| Grupo de productos           | Iluminación externa                      |
| Tipo de uso del producto     | Pieza de recambio;Accesorio/<br>servicio |
| Código EAN (Modelo)          | 4045761170834                            |
| Número del arancel aduanero  | 90119000                                 |

### Datos técnicos - Primarios

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tipo de iluminación | Halogen |
|---------------------|---------|

### Datos técnicos - Construcción

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Longitud de la fibra | 490 mm |
|----------------------|--------|

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Temp. almacenaje Min | -5 °C |
| Stotage Temp Max     | 40 °C |

### Datos técnicos - Embalaje y envío

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)           | 280×185×50 mm        |
| Peso bruto                                    | 1,00 kg              |
| Peso neto                                     | 0,70 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón    | 150 g                |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 150 g                |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## FUNCIONES

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|

