

KERN 315-108-204

Set sécurité 10 g (F1); 200 g (E2)

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-108-204
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761232464
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	10 g (F1); 200 g (E2)
Valeur nominale	10 g & 200 g
Classe OIML	E2;F1

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Les fonctions

Standard

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-300-400
-----------------	-------------

KERN 315-108-204

Set sécurité 10 g (F1); 200 g (E2)

