

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OCS 901

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Kit de nettoyage pour microscopes

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Ce kit de nettoyage de 7 pièces d'un prix intéressant et entièrement équipé contient tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien optimal de votre microscope.
- Un soufflet manuel en silicone, un pinceau à poussière, du liquide de nettoyage (60 ml), un chiffon qui ne peluche pas, des chiffons de nettoyage pour le système optique et des tiges de nettoyage. Nous livrons le tout dans une sacoche de rangement KERN de haute qualité que vous pourrez attacher sans problème à votre ceinture
- Vous pouvez utiliser ce kit non seulement pour un nettoyage de votre microscope, mais également pour vos caméras, binoculaires et tout autres surfaces optiques

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle OCS 901

Model-Serie	OCS-9
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes

Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 1480568
Modèle prédécesseur	OCS 901-2023a
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×250×80 mm
Poids brut	0,25 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	12,81 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	0 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	57,19 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

WEEE	oui
------	-----

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
OCS-A1101	Liquide de nettoyage KERN OCS-A1101
318-271	Soufflet KERN 318-271

SERVICES

Modèle	Description
970-010	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-010

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
318-271	Soufflet KERN 318-271