

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OZB-A5 133

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Individualité, diversité et travail flexible grâce à notre système modulaire ? ECO-Supports universels

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

DESCRIPTION

Support de stéréomicroscope OZB-A5133

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OZB-A5133
Model-Serie	OZB-S
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes stéréo
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761232167
Modèle prédécesseur	OZB-A5123
Numéro de tarif douanier	90119000
CE Label	oui

Données techniques - Construction

Stand type	forme de pilier
Stand area	283×292 mm
Holder diameter	76 mm
Mécanisme de mise au point	vis macro-/micrométrique coaxial
Dimensions (L×P×H)	283×292×303,5 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
------------------------------	-------

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	385×370×330 mm
Poids brut	4,2 kg
Poids net	3 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	780,168 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	14,8368 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	441,395 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Illumination

Directions d'illumination	Éclairage incident;Éclairage transmis
Type de lumière transmise	LED
Intensité de la lumière transmise	3W

Type de lumière
incidente LED

Intensité de la lumière
incidente 3W

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
OZB-A5807	Bloc d'alimentation KERN OZB-A5807
OZB-A5808	Bloc d'alimentation KERN OZB-A5808