

# KERN 326-024

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-024
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223998
Vorgängermodell	322-024
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 50 g
Gehäuse Kunststoff	313-052-400
Gewichtssatz Koffer	Im Kunststoffkoffer

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Ja
Art des Gehäuses	Im Kunststoffkoffer

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 50 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

## Technische Daten - Verpackung & Versand

## Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	140 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-415
-------------------	---------

# KERN 326-024

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

**KERN**<sup>®</sup>

