

KERN 326-38

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Block, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-38
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761232853
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	100 mg
Gehäuse Aluminium	346-080-600
Gehäuse Kunststoff	Nicht verfügbar
Gehäuse Holz	Nicht verfügbar

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	233×115×147 mm
Werkstoff	Edelstahl poliert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	100 mg

Funktionen

Standard

Dichte (kg/m³) 7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	233×115×147 mm
Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-445
--------------------	---------

KERN 326-38

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Block, Edelstahl poliert

