

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
SET-51**

Fecha: 18.03.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch
SET-51
Audit Log

EasyTouch Audit Logs: para procesos de pesaje críticos

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Nota: El requisito para este set es el programa básico SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs registra todas las acciones y actividades en EasyTouch para garantizar una supervisión perfecta
- Registro de auditoría: Todas las acciones se almacenan en el sistema a prueba de manipulaciones y con registro de auditoría para cumplir las normas de seguridad más estrictas. Esto es especialmente importante en sectores críticos como la industria farmacéutica, la fabricación de ingredientes alimentarios y las industrias automovilística y aeronáutica, donde es esencial documentar exhaustivamente los procesos de pesaje
- Inicio y cierre de sesión: Cada inicio y cierre de sesión en EasyTouch se registra de forma precisa con el nombre de usuario así como la fecha y la hora
- Administración de usuarios: Todas las acciones relativas a la creación, modificación o supresión de usuarios se registran de forma fiable en los registros de auditoría
- Funciones de los usuarios: También se documenta la administración de las funciones de los usuarios, incluyendo su creación, modificación o supresión
- Administración de datos maestros: También se registran los cambios en los datos maestros, como su creación, modificación o supresión
- Registro de datos de medición: Todos los resultados de medición y pesaje de todas las funciones EasyTouch activas (en este caso desde Batch y Statistics) también se registran en registros de auditoría
- Configuración del software: Los cambios en la configuración general, incluida el área de administración, se anotan en el registro de auditoría

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-51
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal; Accesorio/servicio

Código EAN (Modelo) 4045761486355

Número del arancel aduanero 85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



Option

