

KERN 337-05

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	337-05
Serie de modelos	337
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761006362
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	20 g
Tolerancia (OIML)	0,8 mg
Caja aluminio	317-050-600
Caja plástico	347-050-400
Caja de madera	337-050-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	20 g
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	0,8 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 2,5

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	13×13×23 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-435
-------------------	---------

KERN 337-05

Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

