

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 315-306-102

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Safety Set 50 g (F2); 2 g (E2)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

- Los conjuntos "KERN Safety Sets" incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
- Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
- Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
- En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Modelo de código de artículo | 315-306-102            |
| Serie de modelos             | 315                    |
| Surtido                      | KERN                   |
| Tipo de producto             | Pesos de prueba        |
| Grupo de productos           | Conjuntos de seguridad |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de uso del producto | Artículo principal;Accesorio/servicio |
|--------------------------|---------------------------------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Código EAN (Modelo)         | 4045761223370 |
| Número del arancel aduanero | 84239090      |

#### Datos técnicos - Sistema de medición

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Pesos nominales, incluidos | 50 g (F2); 2 g (E2) |
| Valor nominal              | 2 g & 50 g          |
| Clase OIML                 | E2;F2               |

## Datos técnicos - Embalaje y envío

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al)            | 150×115×70 mm        |
| Peso bruto                                    | 1,00 kg              |
| Peso neto                                     | 0,50 kg              |
| Método de envío                               | Servicio de paquetes |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 500 g                |
| Plazo de entrega                              | 1 d                  |

## Datos técnicos - Verificación

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Posibilidad de verificación | sí |
|-----------------------------|----|

## Servicios opcionales

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| DAkkS Calibración | 962-300-400 |
|-------------------|-------------|

## FUNCIONES

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## SERVICIOS

| Modelo      | Descripción                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 921-332     | Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-332 |
| 962-300-400 | Calibración DAkkS 962-300-400                                |

## PIEZAS DE RECAMBIO

| Modelo  | Descripción        |
|---------|--------------------|
| 315-242 | Pinza KERN 315-242 |