

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN 336-37

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML F2, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML F2, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	336-37
Serie de modelos	336
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232815
Número del arancel aduanero	84239090

### Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	160 mg
Caja aluminio	346-070-600
Caja plástico	no disponible
Caja de madera	no disponible

### Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	193×96×117 mm
-------------	---------------

Material acero inoxidable

### Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	160 mg

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	193×96×117 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

### Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-444
-------------------	---------

## FUNCIONES

Standard



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
346-070-600	Estuche protector de aluminio KERN 346-070-600

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-444	Calibración DAkks 962-444
962-444R	Recalibración DAkks KERN 962-444R
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
921-444	Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-444
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera
336-36	5 kg	80 mg	346-060-600	no disponible	no disponible
336-37	10 kg	160 mg	346-070-600	no disponible	no disponible
336-38	20 kg	300 mg	346-080-600	no disponible	no disponible
336-39	50 kg	800 mg	346-090-600	no disponible	no disponible