

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 303-07

Datum: 09.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui

### KONTAKT


KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

## BESCHREIBUNG

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

## SPEZIFIKATIONEN

## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 303-07               |
| Modell-Reihe           | 303                  |
| Sortiment              | KERN                 |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte         |
| Produktgruppe          | OIML E1 Prüfgewichte |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel         |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761002517        |
| Zolltarifnummer        | 84239090             |
| Herkunftsland          | DE                   |

## Technische Daten - Primär

|          |             |
|----------|-------------|
| Nennwert | 1 mg - 2 kg |
|----------|-------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gehäuse Holz        | 313-070-100 |
| Gewichtssset Koffer | im Holzetui |

## Technische Daten - Konstruktion

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Werkstoff                  | Edelstahl poliert |
| Ist Gewichtsset            | yes               |
| Anzahl der Gewichte im Set | 27                |
| Art des Gehäuses           | im Holzetui       |

## Technische Daten - Messsystem

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nominalwert  | 1 mg - 2 kg |
| OIML-Klasse  | E1          |
| OIML-konform | yes         |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen<br>Verpackung (B×T×H)                        | 305×190×140 mm |
| Bruttogewicht                                            | 10 kg          |
| Nettogewicht                                             | 10 kg          |
| Versandart                                               | Paketdienst    |
| Verpackungsbestandteil<br>- nach Gewicht -<br>Kunststoff | 0 g            |
| Lieferzeiten                                             | 1 d            |

## Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkkS Kalibrierung | 963-206 |
|--------------------|---------|

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



|        |
|--------|
| Option |
|--------|



## DIENTSTLEISTUNGEN

| Modell                          | Beschreibung                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#"><u>963-206</u></a>  | DAkkS-Kalibrierung KERN 963-206           |
| <a href="#"><u>962-206R</u></a> | DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-206R        |
| <a href="#"><u>920-715</u></a>  | Markierung von Prüfgewichten KERN 920-715 |

## ERSATZTEILE

| Modell                             | Beschreibung                  |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <u><a href="#">313-070-100</a></u> | Gewichtsetui KERN 313-070-100 |
| <u><a href="#">315-242</a></u>     | Pinzette KERN 315-242         |
| <u><a href="#">318-270</a></u>     | Staubpinsel KERN 318-270      |