

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KUP-08

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Schnittstellenadapter mit Kabel. Schnittstelle mit Analog (0 - 10 V), Analog (4 - 20 mA), KUP, Kabellänge 0,15 m

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten
- Das Analogmodul KUP-08 wandelt den gemessenen Wägewert proportional in ein analoges Signal um. Dieses Signal kann dann dazu verwendet werden, ein analoges System zu steuern, das auf das Gewicht reagiert

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUP-08
Modell-Reihe	KUP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761253971
Nachfolgemodell	KUP-08-2026e
Zolltarifnummer	90160090

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 100 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 100 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×145×40 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,30 kg