



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | 326-03                               |
| Model-Serie                   | 326                                  |
| Assortiment                   | KERN                                 |
| Type de produit               | Poids d'essai                        |
| Groupe de produits            | Poids de test OIML F1                |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761223721                        |
| Modèle prédécesseur           | 326-03-2018a; 327-63; 329-03         |
| Modèle successeur             | 326-03-2025e                         |
| Date de début prévue          | 2019-1HJ                             |
| Numéro de tarif douanier      | 84239090                             |

## Données techniques - Primaire

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale   | 5 g         |
| Tolérance (OIML)  | 0,16 mg     |
| Boîtier aluminium | 317-030-600 |
| Boîtier plastique | 347-030-400 |
| Caisse en bois    | 317-030-100 |

## Données techniques - Construction

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Inox poli |
|----------|-----------|

## Données techniques - Système de mesure

|               |     |
|---------------|-----|
| Nominal value | 5 g |
| Classe OIML   | F1  |

## Les fonctions

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| OIML conform                 | Oui     |
| Tolerance (OIML)             | 0,16 mg |
| Density (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950    |

## Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 8×8×13 mm        |
| Poids brut                                       | 0,05 kg          |
| Poids net                                        | 0,05 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g              |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

## Services en option

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DAkKS Calibrage | 962-433 |
|-----------------|---------|

# KERN 326-03

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 g, Forme Eco, inox poli



Standard

