

# KERN 315-306-303

Set sécurité 5 g (F2); 50 g (F2)

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-306-303
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML F2 Poids de contrôle
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761245617
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 g & 50 g
Boîtier aluminium	Zet315-000-000
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

## Données techniques - Construction

Matériau	Inox
Is weight set	Oui
Number of weights in set	2
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	5 g & 50 g
Classe OIML	F2
OIML conform	Oui

## Les fonctions

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (LxPxH)	150x115x70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

# KERN 315-306-303

Set sécurité 5 g (F2); 50 g (F2)

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

