

KERN ODC 241

Tablet mit integrierter Kamera für die optimale Beobachtung sowie digitale Dokumentation der Probe



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 241
Modell-Reihe	ODC-2
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras (1)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761217683
Geplanter Starttermin	2018-2HJ
Zolltarifnummer	85258900
CE Label	Yes

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	Tablet-Kamera
Kamera-Auflösung	5 MP
Sensor-Typ	Sony CMOS
Größe des Sensors	1/2,8"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	Drahtlose Datenübertragung;HDMI;HDMI Micro;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Betriebssystem	Win 10;Win 11
Anwendbare Software	Integrierte Kamerasoftware

Funktionen der Software	Bildaufnahme;Messungen;Videoaufnahme
Abmessungen (B×T×H)	238×182×51 mm

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige	LCD-Touch
Größe des Bildschirms	9,7"
Bildschirmauflösung	2.048x1.536

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz 5A
Netzstecker	Innen Plus, Außen Minus
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	275×230×85 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	206,483 g

KERN ODC 241

Tablet mit integrierter Kamera für die optimale Beobachtung sowie digitale Dokumentation der Probe



Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,539 g
---	---------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	48,4785 g
---	-----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
--	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Lagertemperatur Max	40 °C
---------------------	-------

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

Funktionen

Standard

