

KERN 315-112-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (E2)

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-112-407
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761245525
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Eichung möglich

Ja

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-300-600
--------------------	-------------

Technische Daten - Messsystem

Nennengewichte, inklusive	100 g (M1); 2000 g (E2)
Nennwert	100 g & 2 kg
OIML-Klasse	E2;M1

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Bruttogewicht	3 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,8 kg
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Funktionen

Standard

KERN 315-112-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (E2)

