

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**OPTICS  
OBB-A3207**

Fecha: 16.03.2025

ESPAÑOL



Objetivo acromático, 100 x / 1,25 (aceite) (con suspensión) W.D. (0,2 mm)

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## DESCRIPCIÓN

Objetivo acromático, 100 x / 1,25 (aceite) (con suspensión) W.D. (0,2 mm) OBB-A3207

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A3207
Serie de modelos	OBB-AO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1237469
Número del arancel aduanero	90119000

Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	300 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------



## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	36×25×25 mm
-------------	-------------

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	65×40×40 mm
Peso bruto	0,60 kg