

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN MBC-A05

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Fuß-/Kopfanschlag zum Befestigen an der Liegefläche für noch mehr Sicherheit beim Wiegen von Kleinkindern,
Lieferumfang je 1 Kopf- und Fußanschlag

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|------------------|
| Modell-Artikel-Code | MBC-A05 |
| Modell-Reihe | MBC |
| Sortiment | KERN |
| Produkt Segment | Medizinprodukte |
| Produktgruppe | Babywaagen |
| Produkt-Verwendungsart | Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 404576 1 1586 10 |
| Zolltarifnummer | 842390 10 |

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 535×280 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 600×280×128 mm |

Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|--|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 650×300×155 mm |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Nettogewicht | 1,4 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 250 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 250 g |
| Lieferzeiten | 1 d |