

KERN 315-109-105

Safety Set 20 g (E2); 500 g (E2)

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-109-105
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Conjuntos de seguridad
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761245549
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Sistema de medición

Pesos nominales, incluidos	20 g (E2); 500 g (E2)
Valor nominal	20 g & 500 g
Clase OIML	E2
Conforme OIML	Sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	255×135×140 mm
Peso bruto	3 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,8 kg
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación Sí

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-300-300

KERN 315-109-105

Safety Set 20 g (E2); 500 g (E2)

KERN[®]

Funciones

Standard

