

Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit


Merkmale

- Diese Personenwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege, Paramedizin oder den Privatbereich
- Sehr große Wägeplatte
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- **1** Waage kann mittels Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
- **2** Besonders große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff
- Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
- Einfachste Bedienung:
antippen – aufstellen – ablesen
- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
- Großes Display, erleichtert das Ablesen
- Lieferung in einer Einzel-Designverpackung

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 30 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 434×370×40 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 4x 1,5V AAA, Betriebsdauer bis zu 20 h
- Nettogewicht ca. 3,2 kg

Hinweis: Das Modell mit Zusatz -S05 wird im 5er-Set geliefert. D. h., der in der Tabelle angegebene Preis bezieht sich auf einen Lieferumfang von 5 Stück



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Liefermenge Waage
	[Max] kg	[d] kg	
KERN			
MPI 200K-1	200	0,1	1
MPI 200K-1S05	200	0,1	5