

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN YDB-01

Datum: 13.12.2025

DEUTSCH



Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte  $\neq$  1

---

### KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Set zur Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen mit Dichte  $\neq 1$
- Lieferumfang: Wägeplatte, Becherglas, Probenhalter, Senkkörper
- Passend für Präzisionswaage KERN EMB 200-3V

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YDB-01
Modell-Reihe	YDB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761135420
Nachfolgemodell	YDB-01-2026e
Zolltarifnummer	90160090

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	195×240×150 mm
Bruttogewicht	0,65 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	165 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	165 g
Lieferzeiten	1 d

## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-335V	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-335V